

NODERM CREMOSO



INDICAÇÃO

NODERM LÍQUIDO é um sabonete líquido com ação antisséptica indicado para higienização de mãos, braços e antebraços.

MODO DE USAR

Umedecer a pele, aplicar uma quantidade de NODERM LÍQUIDO e friccionar até obter espuma abundante. Enxaguar. Repetir a aplicação e enxaguar.

COMPOSIÇÃO

Triclosan 0,3% (Triclosan 0,3%) Lauril Éter Sulfato de Sódio (Sodium Laureth Sulfate), Cocoamidopropil betaina (Cocamidopropyl betaine), Dietanolamida de Ácido Graxo de Coco (Cocamide DEA), Cloreto de Sódio (Sodium Chloride), Propilenoglicol (Propylene Glycol), Ácido Cítrico (Citric Acid), Corante Verde (Mistura de Corante Amarelo CI 19140 e Corante Azul CI 42090) e Água (Aqua)

APRESENTAÇÕES

Frasco de 1.000 ml, Galão de 5L e Refil 800ml.



Registro ANVISA/MS nº 2.3825.0001

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

SOLICITE ORÇAMENTO



toque no botão para interagir



TELEFONE: 16 99155-6015



Fortunato Celegato, 401
Jr. Paranoa - Serrana/SP



www.cinord.com.br
vendas1@cinord.com.br

